


# POSISJONERING

Få det riktig!

# 1

## 1. SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på setet er låst, og at setet er godt festet til understellet.



# 2

## 2. LØSNE BELTE OG TILT BAKOVER

Tilt setet bakover og løsne hoftebelter, slik at de henger ut på hver side.



# 3

## 3. PLASSER BRUKER

Det er viktig at bruker kommer helt ned i setet. Ved bruk av seil prøv å senke personen som anvist. Ved manuell løfting, forsøk å justere personen inn i setet til til du er sikker på at **korrekt posisjon er oppnådd**.




**At bruker sitter korrekt i setet er essensielt for at setet skal fungere trykkavlastende.**



# 4


## 4. POSISJONER HOFTEBELTE

Hoftebeltet skal posisjoneres over hofte, og trykket skal gå som anvist på bildet, dette **sikrer at posisjonen oppnådd i punkt 3 beholdes over tid**.



# 5


## 5. STRAM HOFTEBELTE



# 6

## 6. FEST VEST OG ANDRE BELTER

Fest neoprenvest, anklets (fotreimer) og eventuelle andre innfestninger som er tilordnet stolen.



# 7

## 7. TILT BRUKER I RIKTIG POSISJON

Bruk tilt aktivt gjennom dagen for å oppnå variasjon i trykkfordeling. Sjekk med bruker hvor lang sittefrekvens denne normalt har og tilpass til dette. Det er store individuelle forskjeller på hvor lenge bruker benytter setet.



ERGOSEAT

[www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no)